

Bezprzewodowe urządzenie do masażu

Airbi FIT



Instrukcja obsługi

(wersja 1.0)



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Środki bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać uważnie instrukcje obsługi urządzenia i przestrzegać środków bezpieczeństwa przy jego obsłudze. Instrukcje przechowywać do przyszłego zastosowania.

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwie domowym do celów opisanych w niniejszych instrukcjach obsługi. Nieautoryzowane zastosowanie oraz modyfikacje techniczne urządzenia mogą zagrażać zdrowiu i życiu.
2. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 10 roku życia oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej i psychicznej lub o niedostatecznych umiejętnościach i doświadczeniu, pod warunkiem, że znajdują się pod dozorem dorosłych lub zostały pouczone o bezpiecznym sposobie stosowania oraz o zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
3. Urządzenie nie powinno być stosowane przez diabetyków oraz ciężarne.
4. W następujących przypadkach należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia:
 - o uszkodzony kabel zasilający
 - o urządzenie nie pracuje prawidłowo
 - o urządzenie spadło na ziemię i doszło do jego uszkodzenia
 - o urządzenie zostało zanurzone w wodzie
4. Nie stawać ani nie siadać na tym urządzeniu. Urządzenie nie jest na tyle stabilne, aby utrzymać ludzkie ciało, więc może dojść do wypadku.
5. Nie używać urządzenia przez długi czas. Urządzenie jest przeznaczone do używania w krótkich interwałach i przed ponownym użyciem musi ostygnąć.
6. Nie używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu takim jak łazienka lub basen. Przenikanie wody do urządzenia może spowodować zwarcie elektryczne.
7. Nie używać urządzenia przy bezpośrednim nasłonecznieniu albo blisko otwartego płomienia. Może dojść do przegrzania albo do eksplozji.
8. Nie używać urządzenia podczas burzy. Urządzenie zawiera elementy metalowe, dlatego też przy uderzeniu pioruna może dojść do wypadku.
9. Nie wkładać żadnych obiektów do wewnętrznej części urządzenia i uważać, aby nic do niej nie wpadło.
10. Nie przykrywać urządzenia podczas działania, może dojść do przegrzania silnika i urządzenie może przestać pracować.
11. Urządzenia nie wolno modyfikować w żaden sposób, jakiegokolwiek naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane osoby.
12. Na żywotność baterii ma wpływ sposób używania oraz otaczające warunki.
13. Bateria wytrzyma dłużej, jeśli będzie przechowywana po naładowaniu.
14. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się go ładować przynajmniej raz na miesiąc. Jeśli bateria będzie wyładowana przez dłuższy czas, może dojść do skrócenia jej żywotności oraz wytrzymałości urządzenia.
15. Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu dużych pól magnetycznych albo tam, gdzie pola magnetyczne mogłyby mieć na nie wpływ, ponieważ może to prowadzić do wyładowywania się baterii.

Wskazówki dotyczące ładowania

1. Przestrzegać informacji dotyczących napięcia, które znajdują się na urządzeniu.
2. Aby nie doszło do wypadku, należy używać wyłącznie ładowarki załączonej do urządzenia. Nie używać urządzenia z innym zasilaczem elektrycznym, ani nie używać zasilacza z innymi urządzeniami.
3. Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane albo jeśli nie jest ładowane, należy się upewnić, że kabel zasilający jest odłączony od urządzenia oraz z gniazdka.
4. Nie rzucać ani w inny sposób nie uszkadzać zasilacza elektrycznego. Jeśli obudowa zasilacza zostanie z jakiegoś powodu uszkodzona, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum

- serwisowym w celu uzyskania zamiennika.
5. Nie dotykać kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
 6. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami, może dojść do spięcia albo szoku elektrycznego.
 7. Jeśli zasilacz został narażony na deszcz albo kontakt z wodą lub wilgotnością, natychmiast należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z centrum serwisowym w celu wymiany.

Instrukcje obsługi

Upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem albo jeśli przez dłuższy czas nie było używane.

Ładowanie

1. Jeśli urządzenie jest włączone, należy je wyłączyć. Włożyć złącze kabla zasilającego do gniazdka ładującego urządzenie.
2. Pełne ładowanie trwa ok. 3 godz. Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane, stan ten jest sygnalizowany przy pomocy diody LED, która zmieni się z czerwonej na zieloną. Podczas ładowania urządzenia jest normalne, że zasilacz się trochę nagrzewa.
3. Jak tylko ikona ładowania sygnalizuje pełne naładowanie (zielony kolor), usunąć zasilacz elektryczny z gniazdka i odłączyć od urządzenia. Urządzenie nie będzie pracować, jeśli jest podłączone do zasilacza.

Użycie

1. Wcisnąć przycisk „⏻“, aby włączyć urządzenie. Zaświeci się czerwony wskaźnik sygnalizujący działanie urządzenia.
2. Wcisnąć przycisk „🌀“, aby wybrać tryb masażu. Do wyboru jest w sumie 6 różnych trybów.
3. Wcisnąć przycisk „|||“, aby zmienić intensywność masażu. Do wyboru jest w sumie 6 różnych intensywności.
4. Urządzenie do masażu wyłączy się automatycznie po 15 minutach.
5. Po ukończeniu masażu należy wyłączyć urządzenie, wciskając ten sam przycisk, który służył do jego włączenia.



Ręka



Ramię



Plecę



Udo



Stopa

Ostrzeżenie

1. Jeśli urządzenie pokazuje niski stan baterii, wyłączyć urządzenie i rozpocząć jego ładowanie.
2. Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego jest sygnalizowane przez wbudowany brzęczyk, który przy pomocy sygnału dźwiękowego potwierdza wciśnięcie przycisku.
3. Zalecany czas stosowania wynosi 15 minut.

Rozwiązywanie problemów

| Problem | Powód |
|--|---|
| Podczas używania słychać niewielki szum. | Urządzenie nie jest bezdźwięczne. Posiada silnik, który wytwarza pewne dźwięki. Nie jest to uszkodzenie urządzenia. |
| Silnik nie działa. | Urządzenie zostało włączone nieprawidłowo albo bateria jest wyladowana. |
| Nagle wyłączenie | <ul style="list-style-type: none"> • Doszło do niecelowego wyłączenia przy pomocy przycisku funkcyjnego. |

| | |
|----------------------------------|--|
| się urządzenia w trakcie masażu. | <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie posiada bezpiecznik, który po 15 minutach je wyłączy. • Bateria jest wyładowana. |
|----------------------------------|--|

Konserwacja urządzenia

1. Umieścić urządzenie w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu, jeśli nie jest używane.
2. Przed każdym czyszczeniem odłączyć je od zasilania.
3. Po użyciu wyczyścić je delikatną, wilgotną szmatką. Nie używać żadnych rozcieńczalników, rozpuszczalników lub innych środków chemicznych.
4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
5. Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
6. Nie wyrzucać urządzenia do kosza na odpadki. Urządzenie zawiera baterię li-ion oraz inne części elektryczne, które mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Specyfikacje techniczne

Napięcie: 8.4 V

Moc: 16 W

Polaryzacja: \ominus - \oplus

Baterie: 7.2V Li-ion 2200mA 18650 x 2 ogniwa

Zgodne z przepisami: CE, EMC, WEEE

Likwidacja urządzenia

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą UE 2012 / 19 / CE o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Użytkownik jest zobowiązany do oddania urządzenia, które zakończyło swą żywotność do oznaczonych punktów zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby zapewniona została ich likwidacja bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przekreślony symbol kosza na śmieci przypomina o obowiązku składowania urządzenia osobno od innych odpadów. Klient powinien skontaktować się z lokalnym urzędem albo przedstawicielem handlowym, aby otrzymać informacje na temat prawidłowego przetwarzania odpadów takich jak jego zużyte urządzenie.



Niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami EMC dyrektywy 2014/30/EU. Urządzenie zostało zaakceptowane do użycia w krajach UE, dlatego też jest oznaczone symbolem CE. Jakakolwiek potrzebna dokumentacja jest do dyspozycji u importera urządzenia.

Zastrzega się prawo do zmian parametrów technicznych, właściwości oraz błędów w druku mogących wystąpić w niniejszych instrukcjach.

Adres importera:

Bibetus s.r.o.

Loosova 262/1

Brno 638 00

Republika Czeska (Česká republika)

E-mail: info@bibetus.cz

Tel: +420-544214627